



Gamme de tubulures Infusomat[®] plus





Informations sur les produits

Gamme de tubulures Infusomat[®] plus







Informations sur les produits

Intuitif et sécurisé

Les codes couleurs et les formes de la pompe Infusomat[®] compact^{plus} facilitent grandement la connexion des tubulures Infusomat[®] plus. Le matériau utilisé spécifiquement pour les tubulures offre une fiabilité continue sur de longues périodes (jusqu'à 96 h). Le clamp anti-écoulement ferme automatiquement la tubulure pour prévenir tout risque d'écoulement libre. De plus, l'interface graphique permet une utilisation intuitive et le chargement guidé accompagne les utilisateurs dans leur manipulation.

| Gamme de tubulures Infusomat [®] plus | Description | Matériau* | Longueur (cm) | Vol. de remplissage (ml) | Spécificité | Réf. |
|---|---|-----------|---------------|--------------------------|---------------|---------|
| SafeSet | | | | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Filtre chambre 15 µm Compte-gouttes avec fonction AirStop | PVC | 240/150 | 17.3 | – | 8700200 |
| | | PVC | 300/200 | 21.2 | – | 8700210 |
| | | PUR | 240/150 | 17.8 | – | 8700220 |
| | | PVC | 300/200 | 22.2 | Sans aiguille | 8700240 |
| | | PUR | 300/200 | 22.9 | Sans aiguille | 8700250 |
| Transfusion | | | | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Filtre à sang 200 µm | PVC | 240/150 | 17.3 | – | 8700350 |
| | | PVC | 300/200 | 21.9 | Sans aiguille | 8700360 |
| Protection UV | | | | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Filtre chambre 15 µm Compte-gouttes avec fonction AirStop | PUR | 240/150 | 17.8 | – | 8700260 |
| | | PUR | 300/200 | 22.9 | Sans aiguille | 8700270 |
| Oncologie | | | | | | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> Filtre chambre 15 µm Filtre en ligne hydrophile 0.2 µm (Sterifix[®]) Compte-gouttes avec fonction AirStop Connecteur patient Eurofix Spinlock | PUR | 240/150 | 20.6 | – | 8700300 |

* PVC = sans DEHP ; PUR = sans PVC/DEHP

| Gamme de tubulures Infusomat ^{® plus} | Description | Matériau* | Longueur (cm) | Vol. de rem- plissage (ml) | Port en Y | N° art |
|---|--|-----------|------------------|-------------------------------|------------------------|---------|
| Cyto-Set[®] AirStop | | | | | | |
|   | <ul style="list-style-type: none"> Compte-gouttes avec fonction AirStop | PUR | 210/155 | 23.9 | 3 valves sans aiguille | 8700420 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Plaquette de saisie avec valves anti-reflux intégrées | PUR | 210/155 | 23.9 | 5 valves sans aiguille | 8700430 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Matériau résistant aux cytostatiques Connecteur patient Eurofix Spinlock Filtre en ligne hydrophile 0.2 µm (Sterifix[®]) | PUR | 225/170 | 27.4 | 5 valves sans aiguille | 8700460 |
| Cyto-Set[®] UV-protect | | | | | | |
|   | <ul style="list-style-type: none"> Protection contre la lumière jusqu'à 520 nm Compte-gouttes avec fonction AirStop Plaquette de saisie avec valves anti-reflux intégrées | PUR | 210/155 | 23.9 | 3 valves sans aiguille | 8700440 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Matériau résistant aux cytostatiques Connecteur patient Eurofix Spinlock | PUR | 210/155 | 23.9 | 5 valves sans aiguille | 8700450 |
| Nutrition entérale ENFit[™] | | | | | | |
|   | <ul style="list-style-type: none"> Chambre compte-gouttes Connecteur patient ENFit[™] | PUR | 330/220 | 28.0 | Sans aiguille | 8700370 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Perforateur ENPlus pour produits de nutrition entérale avec port ENPlus | PVC | 330/220 | 23.1 | Sans aiguille | 8700400 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Robinet à trois voies avec connecteur ENFit[™] pour seringue ENFit[™] | PVC | 260/150 | 18.5 | Sans aiguille | 8700380 |

* PVC = sans DEHP ; PUR = sans PVC/DEHP